

# Cleaning Set for Osteotomes

MEISINGER  
GERMANY / USA



## Hager & Meisinger GmbH

Hansemanstr. 10

41468 Neuss • Germany

Tel.: +49 (0) 21 31-20 120

Fax: +49 (0) 21 31-20 12 222

Internet: [www.meisinger.de](http://www.meisinger.de)

[www.bone-management.de](http://www.bone-management.de)

E-mail: [info@meisinger.de](mailto:info@meisinger.de)

## Meisinger USA, L.L.C.

7442 South Tucson Way, Suite 130

Centennial, Colorado 80112 • USA

Tel.: +1 (303) 268-5400


Toll free: +1 (866) 634-7464

Fax: +1 (303) 268-5407

Internet: [www.meisingerusa.com](http://www.meisingerusa.com)

[www.bone-management.com](http://www.bone-management.com)

E-mail: [info@meisingerusa.com](mailto:info@meisingerusa.com)



BLC38

BLC60

# Cleaning Set for Osteotomes

Spezialreinigungsbürsten mit Nylonborsten zum effektiven und gründlichen Reinigen der Osteotome aus dem MEISINGER Bone Management® System Balloon-Lift-Control. Die Bürsten sind im RDT-Automaten (Reinigungs-, Desinfektions- und Trockenautomat) waschbar und mehrfach einsetzbar. Verschlissene Bürsten bitte aussortieren.

**Art.-Nr. BLCRB000038:**

- Bürstenstiel aus rostfreiem Stahl
- Gesamtlänge: 250 mm
- Durchmesser Bürstenkopf: 3,5 mm
- Bürstenkopf Länge: 100 mm
- Zum Reinigen des Osteotoms BLC38

**Art.-Nr. BLCRB000060:**

- Bürstenstiel aus rostfreiem Stahl
- Gesamtlänge: 250 mm
- Durchmesser Bürstenkopf: 5,0 mm
- Bürstenkopf Länge: 100 mm
- Zum Reinigen des Osteotoms BLC60

Special cleaning brushes with nylon bristles for efficient cleaning of the osteotomes in the MEISINGER Bone Management® Balloon-Lift-Control system. The brushes can be cleaned in RDT automatic machines (cleaning, disinfecting and drying machines) and can be reused several times. Worn brushes should be replaced immediately.

**Art No. BLCRB000038:**

- Brush handle made of stainless steel
- Total length: 250 mm
- Diameter of brush-head: 3.5 mm
- Length of brush-head: 100 mm
- For cleaning BLC38 osteotome

**Art No. BLCRB000060:**

- Brush handle made of stainless steel
- Total length: 250 mm
- Diameter of brush-head: 5.0 mm
- Length of brush-head: 100 mm
- For cleaning BLC60 osteotome

Cepillos especiales con cerdas de nilón para la limpieza a fondo y eficaz de las sierras de osteotomía del sistema MEISINGER Bone Management® Balloon-Lift-Control. Los cepillos son lavables en aparatos especiales de lavado, desinfección y secado. De usos múltiples. Rogamos elimine los cepillos desgastados.

**No. art. BLCRB000038:**

- Mango de acero inoxidable
- Longitud total: 250 mm
- Diámetro del cabezal del cepillo: 3,5 mm
- Longitud del cabezal del cepillo: 100 mm
- Para limpiar la sierra BLC38

**No. art. BLCRB000060:**

- Mango de acero inoxidable
- Longitud total: 250 mm
- Diámetro del cabezal del cepillo: 5,0 mm
- Longitud del cabezal del cepillo: 100 mm
- Para limpiar la sierra BLC60

